

Anticuerpo Policlonal Anti-Cd45Ra Humano Para If-P - P08575

Número de artículo: CM0021684



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CD45RA humano (PTPRC), validado para inmunofluorescencia en parafina (IF-P). Adecuado para tipificación de células inmunes y estudios de activación de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD45RA Humano pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PTPRC; B220; CD45; CD45R; GP180; L-CA; LCA; LY5; T200; proteína tirosina fosfatasa C de tipo receptor; CD45RA Humano
Especie	Humano
GeneID (humano)	5788
GeneID	5788
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 10-110 del CD45RA humano (P08575-8).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF-P
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P08575
Peso Proteico	130kDa/147kDa
Envío	Bolsa de hielo