


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd5 Humano Para Citometría De Flujo - P06127

Número de artículo: CM0011052



Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-CD5 humano de conejo validado para citometría de flujo. Se dirige a la glicoproteína CD5 de superficie de linfocitos T (T1/Leu-1), un regulador negativo de la señalización del TCR con funciones en la tolerancia inmune. Adecuado para muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anti-mAb anti-CD5 humano de conejo
Observaciones/Alias	T1; LEU1
Especie	Humano
ID del Gen (humano)	921
ID del Gen	921
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-371 de CD5 humano (NP_055022.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P06127
Peso de la Proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo