


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd55 Humano (Daf) () Para Citometría De Flujo - P08174

Número de artículo: CM0005275



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD55 humano conjugado con . Validado para citometría de flujo en muestras humanas. Se dirige al factor de aceleración de la descomposición del complemento (DAF), un regulador clave de la activación del complemento. Adecuado para investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-CD55 Humano mAb
Observaciones/Alias	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1604
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-353 del CD55 humano (NP_000565.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P08174
Peso Proteico	39kDa/41kDa/48kDa/56kDa/59kDa
Envío	Bolsa de hielo