

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd56 Humano Para Citometría De Flujo - P13591

Número de artículo: CM0009001



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón contra el CD56 humano (NCAM1), validado para citometría de flujo. Relevante para investigación en neurociencia y infecciones virales, incluyendo estudios de adhesión neuronal y receptores para el virus de la rabia y el Zika.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                |
|---------------------|--------------------------------------|
| Nombre del Producto | mAb de ratón anti-CD56 humano        |
| Observaciones/Alias | CD56; NCAM; MSK39                    |
| Especie             | Humano                               |
| GeneID (Humano)     | 4684                                 |
| GeneID              | 4684                                 |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante de CD56 humano |
| Origen              | Ratón                                |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales             |
| Aplicación          | CF                                   |
| Reactividad Cruzada | Humano                               |
| SWISS               | P13591                               |
| Peso Molecular      | 40kDa/73kDa/80kDa/83kDa/93kDa/95kDa  |
| Envío               | Bolsa de hielo                       |