


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd59 Humano Para Citometría De Flujo (Fc) - P13987

Número de artículo: CM0010682



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD59 humano, un inhibidor anclado a GPI del complejo de ataque a la membrana del complemento, validado para citometría de flujo. Adecuado para el estudio de la regulación del complemento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD59 humano
Observaciones/Alias	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20
Especie	Humana
GeneID (humano)	966
GeneID	966
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-101 de CD59 humano (NP_000602.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P13987
Peso de la proteína	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo