


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd59 Humano Para Citometría De Flujo - P13987

Número de artículo: CM0010695



Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-CD59 humano de conejo conjugado con para citometría de flujo. Dirigido contra CD59 (protectina, proteína inhibidora de MAC), un regulador clave del complemento, para aplicaciones de investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-CD59 humano de conejo
Notas/Alias	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; MIRL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	966
ID de gen	966
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-101 de la CD59 humana (NP_000602.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P13987
Peso de la proteína	14kDa
Envío	Bolsa de hielo