

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd62L/L-Selectina Para Fc - P14151

Número de artículo: CM0010844



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra la CD62L/L-selectina humana. Validado para citometría de flujo. Diseñado para el estudio de la adhesión de leucocitos, el homing de linfocitos y la inflamación. - P14151.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD62L/L-Selectina mAb
Observaciones/Alias	SELL; CD62L; LAM1; LECAM1; LEU8; LNHR; LSEL; LYAM1; PLNHR; TQ1; L-selectina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6402
GeneID	6402
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 39-332 de la CD62L/L-Selectina humana (NP_000646.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P14151
Peso Proteico	42kDa/43kDa
Envío	Bolsa de hielo