


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd66B Humano Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P31997

Número de artículo: CM0008282



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD66b humano conjugado con para citometría de flujo. Se dirige a CEACAM8, una molécula de adhesión de neutrófilos. Reacciona con humanos. 38 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD66b humano
Observaciones/Alias	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1088
GeneID	1088
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-319 del CD66b humano (NP_001807.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P31997
Peso proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo