

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd68 Humano Conjugado Con Percp Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P34810

Número de artículo: CM0012804

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PerCP dirigido contra la proteína CD68 humana (macrosialina, gp110). Apto para la detección por citometría de flujo intracelular de una proteína de membrana lisosomal/endosomal de 37 kDa en macrófagos y células tumorales.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | mAb anti-CD68 humano de conejo conjugado con PerCP                                                                                                          |
| Observaciones/Alias           | GP110; LAMP4; SCARD1                                                                                                                                        |
| Especie                       | Humana                                                                                                                                                      |
| ID génico (humano)            | 968                                                                                                                                                         |
| ID génico                     | 968                                                                                                                                                         |
| Inmunógeno                    | Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-319 de la CD68 humana (NP_001242.2)) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                                                      |
| Categoría                     | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                                    |
| Aplicación                    | FC (intra)                                                                                                                                                  |
| Reactividad cruzada           | Humana                                                                                                                                                      |
| SWISS                         | P34810                                                                                                                                                      |
| Peso molecular de la proteína | 37 kDa                                                                                                                                                      |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                                              |