

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd7 Humano (Biotina) Para Citometría De Flujo - P09564

Número de artículo: CM0011518

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo biotinilado dirigido contra el CD7 humano, validado para citometría de flujo (FC). Reconoce una glicoproteína transmembrana de 25 kDa en células T y células NK. Adecuado para inmunofenotipado y estudios de activación de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD7 humano (Biotina)
Observaciones/Alias	GP40; TP41; Tp40; LEU-9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	924
GeneID	924
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-180 del CD7 humano (NP_006128.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P09564
Peso proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo