

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd7 Humano Para Fc - P09564

Número de artículo: CM0011151

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo (conjugado) dirigido contra CD7 humano para citometría de flujo. Adecuado para la identificación de células T y células NK, así como para estudios funcionales. - P09564

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD7 humano
Observaciones/Alias	GP40; TP41; Tp40; LEU-9
Especie	Humano
GeneID	924
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-180 de CD7 humano (NP_006128.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P09564
Peso de la proteína	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo