

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd7 Humano Para Citometría De Flujo (Cf) - P09564

Número de artículo: CM0012754

Introducción

mAb de conejo anti-CD7 humano para citometría de flujo, validado para investigación de linfocitos T y células NK humanas. Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra el dominio extracelular, UniProt P09564.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD7 humano
Observaciones/Alias	GP40, TP41, Tp40, LEU-9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	924
GeneID	924
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-180 de la proteína CD7 humana (NP_006128.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P09564
Peso de la proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo