


Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd70 (Cd27L) Para Citometría De Flujo - P32970

Número de artículo: CM0008162



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD70 humano (CD27L, TNFSF7), validado para citometría de flujo. Adecuado para la investigación de interacciones de células inmunes y la vía CD27/CD70.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-Humano CD70 mAb
Alias	CD27L; LPFS3; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A
Especie	Humano
ID de Gen	970
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 39-193 del CD70 humano (P32970)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Humano
Swiss-Prot	P32970
Peso Proteico	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo