

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd72 Humano () Para Citometría De Flujo - P21854

Número de artículo: CM0012059

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD72 humano conjugado con de alta calidad, validado específicamente para aplicaciones de citometría de flujo. Se dirige al antígeno de diferenciación de linfocitos B CD72, un correceptor que modula la señalización del receptor de linfocitos B y la homeostasis inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-CD72 humano de conejo
Observaciones/Alias	CD72; CD72b; LYB2; molécula CD72
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	971
ID del gen	971
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 117-359 de la CD72 humana (NP_001773.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P21854
Peso de la proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo