

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd79A Humano Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P11912

Número de artículo: CM0008356



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD79a humano. Adecuado para citometría de flujo intracelular para detectar la cadena alfa del complejo receptor de células B en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD79a humano
Observaciones/Alias	CD79A; IGA; MB-1; molécula CD79a
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	973
ID de gen	973
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 165-225 de CD79a humano (NP_001774.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P11912
Peso de la proteína	20kDa/25kDa
Envío	Bolsa de hielo