

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd79A Humano Para Citometría De Flujo Intracelular - P11912

Número de artículo: CM0004529



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD79a humano conjugado con para citometría de flujo intracelular. Dirigido contra la cadena alfa de la proteína asociada al receptor de antígeno de linfocitos B (MB-1, Ig-alfa). Validado en muestras humanas. UniProt P11912.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-CD79a humano
Notas / Alias	IGA; MB1; MB-1; IGAAlpha
Especie	Humano
GeneID (Humano)	973
GeneID	973
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 165-225 de CD79a humano (NP_001774.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P11912
Peso proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo