

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd82 Humano De Conejo Para Citometría De Flujo - P27701

Número de artículo: CM0012359



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD82 humano (KAI1/TSPAN27), conjugado para citometría de flujo. Validado para citometría de flujo, adecuado para la investigación de metástasis y tetraspaninas. Reactividad: humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD82 humano
Observaciones/alias	R2; 4F9; C33; IA4; ST6; GR15; KAI1; SAR2; TSPAN27
Especie	Humano
ID del gen (humano)	3732
ID del gen	3732
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-267 del CD82 humano (NP_002222.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	Citometría de flujo
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P27701
Peso molecular	27 kDa/30 kDa
Envío	Bolsa de hielo