

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd8B Humano () Para Citometría De Flujo - P10966

Número de artículo: CM0009381

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD8b humano, conjugado con y validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la inmunidad mediada por células T, el microambiente tumoral y la caracterización de células CD8+.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD8b humano
Observaciones/alias	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
Especie	Humano
GeneID (humano)	926
Inmunógeno	Proteína recombinante/proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-170 de CD8b humano (NP_004922.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P10966
Peso de la proteína	24 kDa
Envío	Bolsa de hielo