


Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd9 () Para Citometría De Flujo - P21926

Número de artículo: CM0004194



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD9 humano, adecuado para citometría de flujo. Se dirige a la tetraspanina CD9 implicada en la adhesión celular, activación plaquetaria y fusión de espermatozoide-óvulo. Ideal para investigación en inmunología y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD9 mAb
Observaciones/Alias	MIC3, MRP-1, BTCC-1, DRAP-27, TSPAN29, TSPAN-29
Especie	Humano
ID de Gen	928
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-228 del CD9 humano (NP_001760.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P21926
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo