

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd90/Thy1 Humano Para Citometría De Flujo - P04216

Número de artículo: CM0008652

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD90/Thy1 humano conjugado con para citometría de flujo. Inmunógeno recombinante (aa 20-130). Validado para muestras humanas. UniProt P04216.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD90/Thy1 humano
Observaciones/alias	CD90; CDw90
Especie	Humano
ID del gen (humano)	7070
ID del gen	7070
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P04216
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo