

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd94 Humano Para Fc - Q13241

Número de artículo: CM0011756



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD94 humano (KLRD1) conjugado con para citometría de flujo. Detecta el CD94 humano, un receptor de células NK involucrado en la vigilancia inmunológica y la tolerancia. Adecuado para investigación en inmuno-oncología y enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-Humano CD94 mAb
Observaciones/Alias	KLRD1; CD94; antígeno de células asesinas naturales CD94
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3824
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-179 del CD94 humano (NP_002253.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q13241
Peso Proteico	17kDa/20kDa
Envío	Bolsa de hielo