

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd94 Para Fc - Q13241

Número de artículo: CM0010854



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Humano CD94 () para citometría de flujo (FC). Detecta CD94 humano, un receptor de células NK de 21 kDa crítico para la tolerancia inmunológica y la vigilancia tumoral. Ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-Humano CD94
Observaciones/Alias	CD94
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3824
GeneID	3824
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-179 del CD94 humano (NP_002253.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q13241
Peso Molecular de la Proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo