

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd96/Tactile Para Citometría De Flujo - P40200

Número de artículo: CM0005492



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra el CD96/TACTILE humano, validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la adhesión de células inmunitarias, la activación de células T y células NK en la inflamación. - P40200

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD96/TACTILE mAb
Observaciones/Alias	TACTILE
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10225
ID de Gen	10225
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 25-519 del CD96/TACTILE humano (NP_937839.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P40200
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo