


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd98 Humano () Para Citometría De Flujo - P08195

Número de artículo: CM0012135



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con ABflo® 594 contra CD98 humano (SLC3A2), verificado para citometría de flujo. Adecuado para investigaciones en inmunología y cáncer, permite perfilar la expresión de la cadena pesada del transportador de aminoácidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD98 humano
Observaciones/Alias	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
Especie	Humana
GeneID (humano)	6520
GeneID	6520
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 206-630 de CD98 humano (NP_002385.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P08195
Peso de la proteína	57kDa/61kDa/67kDa/68kDa/71kDa
Envío	Bolsa de hielo