

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Cd98 () Para Citometría De Flujo - P08195

Número de artículo: CM0009329



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano CD98 conjugado con , validado para citometría de flujo. Reconoce la cadena pesada SLC3A2 involucrada en el transporte de aminoácidos, señalización de integrinas y entrada viral. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-Humano CD98
Observaciones/Alias	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	6520
Inmunógeno	Proteína Recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 206-630 del CD98 humano (NP_002385.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P08195
Peso Molecular de la Proteína	57kDa/61kDa/67kDa/68kDa/71kDa
Envío	Bolsa de hielo