


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd99 Humano De Conejo () Para If/Icc, Fc - P14209

Número de artículo: CM0008577



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD99 humano conjugado con . Adecuado para inmunofluorescencia y citometría de flujo. Validado para muestras humanas. Ideal para la investigación de la adhesión de células T y la extravasación de leucocitos. SWISS: P14209.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD99 humano
Observaciones/Alias	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
Especie	Humana
GeneID (humano)	4267
GeneID	4267
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 24-123 de CD99 humano (NP_002405.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P14209
Peso de la proteína	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo