

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cdcp1 Humano Para Citometría De Flujo - Q9H5V8

Número de artículo: CM0011370

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CDCP1 humano (CD318, TRASK, SIMA135), validado para citometría de flujo. Se utiliza en estudios de adhesión celular, metástasis del cáncer y células madre leucémicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CDCP1 humano
Observaciones/Alias	CD318; TRASK; SIMA135
Especie	Humano
GeneID	64866
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-666 de CDCP1 humano (NP_073753.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9H5V8
Peso molecular	37 kDa/72 kDa/92 kDa
Envío	Bolsa de hielo