

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ceacam6 Humano (Conjugado) Para Citometría De Flujo - P40199

Número de artículo: CM0004046



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CEACAM6 (CD66c) humano. Validado para citometría de flujo. Ideal para estudios de biología de tumores, adhesión de neutrófilos y migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Conejo anti-CEACAM6 humano
Observaciones/Alias	NCA; CEAL; CD66c
Especie	Humano
GeneID	4680
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-320 de CEACAM6 humano (NP_002474.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P40199
Peso de la proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo