

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Clec12A/Cd371 Para Citometría De Flujo - Q5Qgz9-2

Número de artículo: CM0010303

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a CLEC12A/CD371 humano (CLL-1, MICL). Validado para citometría de flujo y reacciona con muestras humanas. Adecuado para inmunofenotipado de células mieloides.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CLEC12A/CD371 mAb
Observaciones/Alias	CLL1; MICL; CD371; CLL-1; DCAL-2
Especie	Humano
GeneID	160364
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 65-265 de CLEC12A/CD371 humano (NP_612210.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q5QGZ9-2
Peso Proteico	31KDa
Envío	Bolsa de hielo