

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Clec12A/Cd371 (Abflo 488) Para Citometría De Flujo - Q5Qgz9-2

Número de artículo: CM0004203

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con ABflo 488 contra CLEC12A/CD371 humano (CLL-1, M1CL). Diseñado para citometría de flujo, dirigido a la isoforma 2 (aa 65-265). Reacciona de forma cruzada con humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CLEC12A/CD371 mAb
Observaciones/Alias	CLL1; M1CL; CD371; CLL-1; DCAL-2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	160364
GeneID	160364
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 65-265 de CLEC12A/CD371 humano (NP_612210.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q5QGZ9-2
Peso Proteico	8kDa/24kDa/27kDa/30kDa/32kDa
Envío	Bolsa de hielo