

Anticuerpo Monoclonal Anti-Citoqueratina 18 Humana Para Citometría De Flujo Intracelular - P05783

Número de artículo: CM0004157

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la citoqueratina 18 humana (K18/CK-18/CYK18) para citometría de flujo intracelular. Detecta K18 humana (48 kDa) en células epiteliales; adecuado para la investigación del cáncer y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-Citoqueratina 18 Humana mAb
Observaciones/Alias	K18; CK-18; CYK18
Especie	Humana
ID de Gen (Humano)	3875
ID de Gen	3875
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 241-430 de la Citoqueratina 18 humana (NP_000215.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	P05783
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo