


Anticuerpo Monoclonal Abflo 594 Anti-Queratina 19 Humana (Krt19) Para Citometría De Flujo Intracelular - P08727

Número de artículo: CM0008954



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con ABflo 594 dirigido contra la queratina 19 humana (CK-19, KRT19). Diseñado para citometría de flujo intracelular, reacciona con muestras humanas. Detecta CK-19 en costámeros y filamentos intermedios. Peso proteico 44kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Queratina 19 humana (KRT19)
Observaciones/Alias	K19; CK19; K1CS
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3880
ID del gen	3880
Inmunógeno	Péptido sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 301-400 de la queratina 19 humana (NP_002267.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P08727
Peso proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo