


Anticuerpo Monoclonal Anti-Dc-Signr/Cd299 Humano Para Citometría De Flujo - Q9H2X3

Número de artículo: CM0010371



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra DC-SIGNR/CD299 (CLEC4M) humano, validado para citometría de flujo. Ideal para el estudio de vigilancia inmunológica, entrada viral e interacciones receptoras.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-DC-SIGNR/CD299 humano
Observaciones/Alias	CD299; LSIGN; CD209L; L-SIGN; DCSIGNR; HP10347; DC-SIGN2; DC-SIGNR
Especie	Humano
GeneID	10332
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 71-399 de DC-SIGNR/CD299 humano (NP_055072.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9H2X3
Peso molecular de la proteína	24kDa-45kDa
Envío	Bolsa de hielo