

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano DLL4 () Para Fc - Q9Nr61

Número de artículo: CM0004043



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano DLL4 conjugado con para citometría de flujo. Se dirige al ligando de Notch DLL4, involucrado en angiogénesis y neurogénesis. Validado para muestras humanas. Ideal para investigación IVD y desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-humano DLL4
Observaciones/Alias	AOS6; delta4; hdelta2; proteína delta-like 4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54567
GeneID	54567
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-524 de DLL4 humano (NP_061947.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NR61
Peso Proteico	75kDa
Envío	Bolsa de hielo