

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano DLL4 () Para Citometría De Flujo - Q9Nr61

Número de artículo: CM0004065



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la DLL4 humana (proteína similar a Delta 4). Validado para la detección por citometría de flujo del ligando de Notch implicado en angiogénesis y neurogénesis. Expresado en endotelio vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-humano DLL4
Observaciones/Alias	AOS6; delta4; hdelta2; proteína similar a delta 4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54567
GeneID	54567
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-524 de la DLL4 humana (NP_061947.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NR61
Peso Molecular de la Proteína	75kDa
Envío	Bolsa de hielo