

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano E-Cadherina/Cd324 Para Citometría De Flujo - P12830

Número de artículo: CM0011849



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a la E-Cadherina/CD324 humana, validado para citometría de flujo. Adecuado para investigación en adhesión celular, biología epitelial y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Conejo anti-Humano E-Cadherina/CD324
Observaciones/Alias	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324
Especie	Humano
GeneID (humano)	999
GeneID	999
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 155-707 de la E-Cadherina/CD324 humana (NP_004351.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P12830
Peso proteico	90kDa/97kDa
Envío	Bolsa de hielo