

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Eg-Vegf/Pk1 Humano Para Wb, If-P, Elisa - P58294

Número de artículo: CM0003389

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a EG-VEGF/PK1 (PROK1) humano. Validado para WB, IF-P y ELISA; reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en angiogénesis y biología reproductiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-EG-VEGF/PK1 humano
Abreviaturas / Alias	PK1; PRK1; EGVEGF; PROK1
Especie	Humano
ID genético (humano)	84432
ID genético	84432
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-105 de PROK1 humano (P58294)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P58294
Peso de la proteína	12kDa
Envío	Bolsa de hielo