

Anticuerpo Monoclonal Anti-Fap Humano Para Fc - Q12884

Número de artículo: CM0011741



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con frente a FAP humano, validado para citometría de flujo. La FAP es una serina proteasa implicada en la remodelación de la matriz extracelular y la progresión tumoral. Ideal para la investigación del cáncer y la fibrosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-FAP humano
Observaciones/Alias	FAP; DPPIV; FAPA; FAPalpha; SIMP; prolil endopeptidasa FAP
Especie	Humano
ID de gen (humano)	2191
ID de gen	2191
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q12884
Peso de la proteína	27kDa/87kDa
Envío	Bolsa de hielo