

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Fatp1 () Para Citometría De Flujo - Q6Pcb7

Número de artículo: CM0004338

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a la proteína 1 de transporte de ácidos grasos de cadena larga humana (FATP1/SLC27A1), apto para citometría de flujo intracelular (CF). Permite la investigación sobre la importación de ácidos grasos, el metabolismo de lípidos y vías relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Conejo anti-Humano FATP1
Observaciones/Alias	FATP; FATP1; ACSVL5; FATP-1
Especie	Humano
GeneID (humano)	376497
GeneID	376497
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 510-646 de la FATP1 humana (NP_940982.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF (intracelular)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q6PCB7
Peso de la proteína	52kDa/71kDa
Envío	Bolsa de hielo