


Anticuerpo Monoclonal Anti-FcεR1A Humano () Para Fc - P12319

Número de artículo: CM0005632



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-FcεR1α humano, conjugado con , validado para la detección por citometría de flujo del receptor de IgE de alta afinidad (FcεR1α) en eosinófilos, mastocitos y basófilos en investigación sobre alergias e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-FcεR1α humano
Observaciones/Alias	FCE1A, FcERI, FCERIA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2205
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-205 de FcεR1α humano (NP_001992.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P12319
Peso de la proteína	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo