


Anticuerpo Monoclonal Anti-FcεR1A Humano Para Fc - P12319

Número de artículo: CM0004254



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el receptor de alta afinidad de IgE alfa (FcεR1α, FCER1A) conjugado con para la detección por citometría de flujo (FC) en muestras humanas. Inmunógeno recombinante desde los aminoácidos 26-205.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	mAb anti-FcεR1α humano de conejo
Notas / Alias	FCE1A; FcERI; FCERIA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2205
GeneID	2205
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P12319
Peso de la proteína	30kDa
Envío	Bolsa de hielo