

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fscn2 Humano (Fascina-2) Para Wb Y Elisa - O14926

Número de artículo: CM0022040

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a FSCN2 humano (Fascina-2), apto para WB y ELISA. Reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de agrupación de actina, morfogénesis de discos fotorreceptores y degeneración retiniana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FSCN2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RFSN; RP30; FSCN2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	25794
GeneID	25794
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-310 de FSCN2 humano (NP_036550.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O14926
Peso molecular de la proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo