


Anticuerpo Monoclonal Anti-Galectina-3 Humana Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P17931

Número de artículo: CM0009263



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la Galectina-3 humana para citometría de flujo intracelular. La Galectina-3 es una lectina específica de galactosa involucrada en la inflamación, el empalme y la autofagia, lo que la convierte en un objetivo diagnóstico clave.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Galectina 3 humana mAb
Observaciones/Alias	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2
Especies	Humana
GeneID (humano)	3958
GeneID	3958
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de la Galectina 3 humana (NP_002297.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	P17931
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo