

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Gp6/Gpvi Conjugado Con Abflo 647 Para Citometría De Flujo - Q9Hcn6

Número de artículo: CM0011782



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con ABflo 647 dirigido a la glicoproteína VI plaquetaria humana (GP6/GPVI) para citometría de flujo. Interviene en la activación plaquetaria inducida por colágeno y la formación de trombos. Validado para muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano GP6/GPVI mAb
Observaciones/Alias	GPIV; GPVI; BDPLT11
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51206
GeneID	51206
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-267 de la GP6/GPVI humana (NP_057447.5)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9HCN6
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo