

Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Gp6/Gpvi Para Citometría De Flujo - Q9Hcn6

Número de artículo: CM0008945



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el GP6/GPVI humano, un receptor clave de colágeno plaquetario. Validado para citometría de flujo, reacciona específicamente con GPVI humano. Adecuado para estudios de trombosis, hemostasia y activación plaquetaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano GP6/GPVI mAb
Observaciones/Alias	GPV; GPVI; BDPLT11
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	51206
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9HCN6
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo