


## Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Gprc5D Para Citometría De Flujo - Q9Nzd1

Número de artículo: CM0007724



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra GPRC5D humano, validado para citometría de flujo. Detecta un GPCR implicado en el desarrollo del cabello y las uñas. Ideal para inmunodetección en muestras humanas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Conejo anti-Humano GPRC5D mAb                                                                                      |
| Observaciones/Alias | GPRC5D                                                                                                             |
| Especie             | Humano                                                                                                             |
| ID de Gen (Humano)  | 55507                                                                                                              |
| ID de Gen           | 55507                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del GPRC5D humano (NP_061124.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                           |
| Aplicación          | FC                                                                                                                 |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                             |
| SWISS               | Q9NZD1                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 34kDa/36kDa/38kDa                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                     |