

Anticuerpo Policlonal Anti-Iars Humano (Isoleucyl-Trna Synthetase) Para Wb, Elisa - P41252

Número de artículo: CM0015692

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la isoleucil-tRNA sintetasa citoplasmática humana (IARS/IRS). Validado para Western blot y ELISA; detecta una proteína de 144 kDa. Adecuado para estudios de biosíntesis de proteínas y traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IARS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IRS; IARS; ILRS; ILERS; GRIDHH; PRO0785
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3376
ID de Gen	3376
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1158-1262 de IARS humana (NP_002152.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P41252
Peso Molecular	144kDa
Envío	Bolsa de hielo