


Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Icam-1/Cd54 Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P05362

Número de artículo: CM0005296



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano ICAM-1/CD54 conjugado con , optimizado para citometría de flujo (FC). Detecta ICAM-1 humano (57kDa, SWISS P05362). Ideal para estudios de adhesión leucocitaria, entrada viral y tráfico de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano ICAM-1/CD54
Observaciones/Alias	ICAM1; BB2; CD54; P3.58; molécula de adhesión intercelular 1
Especie	Humano
GeneID	3383 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-480 de ICAM-1/CD54 humano (NP_000192.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P05362
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo