


Anticuerpo Monoclonal Anti-Humano Ido1 () Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P14902

Número de artículo: CM0011063



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra IDO1 humano, validado para citometría de flujo intracelular. Ideal para investigación en tolerancia inmunológica, inmunología tumoral y enfermedades infecciosas. Reactivo humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-Humano IDO1
Observaciones/Alias	IDO; INDO; IDO-1
Especie	Humano
GeneID	3620
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-403 de IDO1 humano (NP_002155.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF (intra)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P14902
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo