

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Human Ifn-Alpha/Beta R2 Para Citometría De Flujo - P48551

Número de artículo: CM0004502



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra IFN-alpha/beta R2 humano, validado para citometría de flujo. Permite la detección de la expresión del receptor de interferón de tipo I en células sanguíneas y líneas celulares para la investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Conejo anti-Human IFN-alpha/beta R2 mAb                                                                                                        |
| Observaciones/Alias | IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alpha-REC; IFNAR2                                                                                   |
| Especie             | Humano                                                                                                                                         |
| GeneID (Humano)     | 3455                                                                                                                                           |
| GeneID              | 3455                                                                                                                                           |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-237 del IFN-alpha/beta R2 humano (NP_008896.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                         |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                       |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                             |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                                         |
| SWISS               | P48551                                                                                                                                         |
| Peso Proteico       | 58kDa/37kDa/27kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                 |